



## Jetzt zum Sonderpreis nur bis 31.12.2018

### – CAD/CAM Aufbisssschienen



# biodentis®

HERBST  
je Schiene  
**139 €\***  
BEB-Anteil ca. 40 €  
AKTION

## CAD/CAM-gefertigte Aufbisssschiene mit adjustierter Oberfläche






– auch als Michiganschiene erhältlich



Abrechnung nach  
Geb.-Nr. K1 möglich

© 2018 Dental Direkt.  
Alle Rechte vorbehalten.

## Vorteile für Ihren Patienten

-  **BIOKOMPATIBEL** Das medizinische PMMA überzeugt durch geprüfte Biokompatibilität, einen geringen Restmonomergehalt und eine hohe Plaqueresistenz.
-  **PASSGENAU** Dank präziser CAD/CAM-Fertigung besitzen die Schienen eine ideale Passung, für Verzugs- und Spannungsfreiheit.
-  **KOMFORTABEL** Hoher Tragekomfort durch patientenindividuell angepasste Schiene mit adjustierter Oberfläche.
-  **FARBTREUE** Höhere Ästhetik im Vergleich zu Tiefziehschienen, dank Farbstabilität durch CAD/CAM-Fertigung.
-  **LANGLEBIGKEIT** Hervorragende Stabilität der Schiene dank Fertigung mittels CAD/CAM-Technik.

\* Aktionszeitraum gültig vom 01.10.2018 bis 01.12.2018. Danach 169 € je Schiene. Preis inkl. Versand, zzgl. MwSt.

## Ablauf der Bestellung bei biodentis

### 1. Abdrücke einsenden und Gestaltung spezifizieren

Sie nehmen bei Ihrem Patienten Abdrücke von Ober- und Unterkiefer sowie eine zirkuläre Bissnahme und senden diese gemeinsam mit dem Auftragsformular an biodentis. Anhand des Auftragsformulars können Sie Art und Gestaltung der Schiene bestimmen (Positionierung, Protrusions- und Laterotrusionskontakte, Stärke der Schiene).

*Optional: Abdrucknahme mit Hilfe des Gesichtsbogens Artex® (Amann Girschbach) oder SAM® (SAM Dental) für noch höhere Passgenauigkeit der Schiene (Aufpreis 19 €).*

### 2. 6 Tage Fertigungsdauer

Innerhalb von 6 Werktagen wird Ihre Schiene gefertigt und von biodentis an Ihre Praxis geliefert.

**Hinweis:** Abrechnung nach Gebührennr. K1 möglich (*Eingliedern eines Aufbissbehelfs mit adjustierter Oberfläche*). BEB-Anteil liegt bei ca. 40 € je Schiene.