



VITA ENAMIC® ist die weltweit erste dentale Hybridkeramik mit dualer Netzwerkstruktur.

Bei diesem Dentalwerkstoff wird das dominierende keramische Netzwerk durch ein Polymernetzwerk verstärkt, wobei sich beide Netzwerke vollkommen durchdringen.

VITA ENAMIC® ist damit ein dentaler Verbundwerkstoff, welcher die positiven Eigenschaften von Keramik und Komposit in sich vereint.

Die innovative Hybridkeramik garantiert erstmals neben einer besonderen Elastizität auch eine enorme Belastbarkeit nach dem adhäsiven Verbund. Damit eignet sich der Werkstoff hervorragend für Kronenversorgungen im Seitenzahnbereich und ermöglicht außerdem reduzierte Wandstärken für minimalinvasive Versorgungen.

VITA ENAMIC® überzeugt durch höchste Zuverlässigkeit und ermöglicht präzisen, kantenstabilen sowie anatomisch anspruchsvollen Zahnersatz. Der zahnfarbene Hybridwerkstoff verfügt über zahnähnliche Materialeigenschaften und sorgt dank exzellenter Lichtleitfähigkeit für ein natürliches Farbspiel.

### Die Vorteile von VITA ENAMIC® im Überblick



- enorm belastbar
- optimale Kaukraftverteilung
- integrierte Riss-Stopp-Funktion durch Dual-Netzwerk-Struktur
- minimalinvasive Versorgungen mittels reduzierter Wandstärken
- exzellente Kantenstabilität und detailgetreue Morphologie
- antagonistenfrendlich durch natürliches Abrasionsverhalten
- natürliches Farbspiel durch hervorragende Lichtleitfähigkeit
- 5 Jahre Garantie

**139 €\***

Inlay, Teilkrone  
oder Krone

### VITA ENAMIC® ist für folgende Indikationen erhältlich:

- Inlay
- Teilkrone
- Krone

### VITA ENAMIC® ist in folgenden Farben erhältlich:

- A1 - A4
- B1, B2
- D3
- Weiß

Weitere Informationen erhalten Sie unter der kostenlosen Servicenummer 0800 93 94 95 6 oder im Internet auf [www.biodentis.com](http://www.biodentis.com).

\* Preis zzgl. MwSt. und Versand.