



Versorgen Sie Ihre Patienten substanzschonend: Mit der vollkeramischen Marylandbrücke von biodentis. Erhältlich mit 1 oder 2 Flügeln.

Mit dieser adhäsiv befestigten Restauration kann eine Frontzahnücke mit gesunden Nachbarzähnen ohne Implantat und doch substanzschonend versorgt werden.

Nachbarzähne müssen zur adhäsiven Befestigung lediglich minimal beschliffen werden. Zum Vergleich: bei der Präparation einer herkömmlichen Brücke müssen für die Pfeilerpräparation ca. 40-60% der Zahnschmelz entfernt werden. Bei einer Marylandbrücke hingegen beträgt die Abschleifmenge der Pfeilerzähne lediglich 5-10% vom gesunden Zahnschmelz.



Marylandbrücken erhalten Sie bei biodentis in den folgenden Materialien:

- **Vollzirkon Zenostar** 
 - Zirkoniumdioxid
 - erhältlich in den 16 Vita-Farben
 - 1 oder 2 Flügel
 - sandgestrahlt zur sicheren Adhäsivbefestigung
- **Katana™ Zirconia ML** 
 - innovatives Zirkoniumdioxid mit integrierter Farbabstufung
 - erhältlich in den 16 Vita-Farben
 - für hochästhetische Frontzahnversorgungen
 - 1 oder 2 Flügel
 - sandgestrahlt zur sicheren Adhäsivbefestigung

Hinweis:

Mit der Neuregelung zur Abrechnung von Adhäsivbrücken im Frontzahnbereich gewähren Krankenkassen seit dem 01.07.2016 generell altersunabhängig einen Festzuschuss der Kategorie 2.

* Vollzirkon mit 1 Flügel; Preis zzgl. MwSt. und Versand